


国産

2020年6月発売(シリーズ第1弾)




液体防護ガウン

最前線で戦うニッポンの医療従事者へ向け 不織布ガウンの代替品として企画しました

- ・国内で開発製造のため、納期 / 価格が安定
- ・各種診療、処置、検査に対応(例: 口腔内吸引、内視鏡など)
- 柔軟で厚みがある素材を採用。(国内最厚クラスの 0.032 mm)
- 大学病院や基幹病院の看護部・感染制御部よりアドバイスを受けている
- 首元のスキマが小さい(頭を入れる際は広がり、着用後は適度に縮む)
- 背中にスリットが入っているため、破棄しやすい
- 着脱時のガウンテクニックを妨げないロングテーパースリーブ。
- 袖口をグローブ内に引き込みやすく、親指ホールを任意で開けられる。

採用実績

大学病院、基幹病院、官公庁、自治体、歯科大学、看護学校、食品工場など



モデル身長
166cm



長めのテーパースリーブは
検査用グローブの内側に
引き込むことができます



使用後は左右に
引っ張り
処理できます



任意の場所へ指で穴を
開けることができます

スペック

サイズ: フリー (全長 1,050 mm) カラー: パステルブルー
 厚み: 0.032 mm (国内最厚クラス) 仕様: 後結び、背あき、袖長め
 素材: ポリエチレン 親指フックなし

入数: 250 枚 / 箱 最低受注: 1,000 枚~

必ず高温多湿を避けられる場所で保管してください

[企画・開発・販売]
ニッポンの医療と介護をもっと楽に!
WAN@CARE

267-0061 千葉県千葉市緑区土気町 1691-35
TEL: 043-312-7033 / FAX: 043-312-7333
営業直通: **090-2411-9955**

<https://wano.care>

ワノケア

検索

ディスポケリーパット

使い捨て洗髪用具

こんなことにも使えます

ベッド上での水を使った処置

院内感染下の清潔保持

選べる2タイプ

パペットケリー®

- 汚水袋まで完全一体型
- 湯水を10L程度まで貯められる
- 感染症の方に最適



仕様
品番 : WCR-A001・WCR-A005
商品サイズ (cm) : [使用時] H11.5×W51.0×D17.0
[パッケージ] H26.0×W14.5×D 0.6
販売単位 : 1枚入り、10枚入り

パペットケリー® ライト

- コストパフォーマンスが高い
- 日常使いに最適
- バケツを準備してください



仕様
品番 : WCR-B007
商品サイズ (cm) : [使用時] H11.5×W51.0×D17.0
[パッケージ] H26.0×W14.5×D 0.6
販売単位 : 1枚入り

- ① 誰もがコツなく使える
プロでもご家族でも使える
- ② 使い捨てられる
ディスポーザブルなので衛生的
- ③ 動かさなくてよい
ベッド中央に寝たまま洗髪
- ④ 3方向からアプローチできる
ベッドの配置に影響されない
- ⑤ 楽な姿勢で作業できる
ベッドを高くしても使える
- ⑥ 準備や後片付け時間を短縮
約50%短縮 ※当社調べ
- ⑦ 軽くてコンパクト
ハンドバックに入るサイズ
- ⑧ 沢山の湯水を使える
汚水を10Lまで貯留できる
- ⑨ 枕の硬さを変えられる
空気量を調節できる

介護分野

- 訪問介護
- 訪問入浴 (キャンセル発生時の部分浴)
- 看取り (エンゼルケア)
- 感染症対策
- 特殊浴を持たない施設
- 災害発生時の備蓄 (停電・断水)

病院分野

- 院内感染発生時の清潔保持
- ベッド上での水を使った小処置
- ERでの未検査患者の外傷洗浄
- 各病棟での洗髪 (ICU・呼吸器内科等)
- ターミナルケア (看取り)
- 開頭手術後の洗髪
- 訪問看護
- 看護学校での実習
- 災害発生時の備蓄 (停電・断水)

在宅分野 (ご家族が使用)

- 訪問入浴の合間
- 入浴介助が困難な方
- 入浴拒否の方

※ 清拭と洗髪で全身浴の代わりに。

使い方動画

スマホで
見てね!

